

ABER HALLO



AB INS KÖRBCHEN!



neu



VistaScan Mini View 2.0

Der leistungsstarke VistaScan Mini View 2.0 ist ein Speicherfolienscanner für höchste Ansprüche in Bezug auf Bildqualität, Bedienkomfort und Performance. Im Zusammenspiel mit VistaScan Speicherfolien IQ ermöglicht er ein umfangreiches Paket an intelligenten Automatisierungs-funktionen, die Komfort, Sicherheit und Effizienz spürbar erhöhen. Mit dem Easy Feed Konzept können Speicherfolien sehr schnell und unmittelbar nacheinander eingelesen werden. Der Smart Scan Workflow bietet die Möglichkeit IQ Speicherfolien mit dem Patienten zu verknüpfen und Verwechslungen gehören der Vergangenheit an.

216256



VistaScan Mini 2.0 inklusive Smart Reader

Hersteller-

Listenpreis 10.499,-

Aktionspreis

6.990,-

VistaPano S 2.0

Mit dem intuitiven 8"-Glas-Touch-Display ist die Bedienung noch benutzerfreundlicher geworden. Es visualisiert alle Einstellungen „glasklar“. Zum Start wählen Sie lediglich das Aufnahmeprogramm und die Patientengröße aus - so werden Bedienfehler vermieden und ein optimaler Workflow gewährleistet.

Das VistaPano S 2.0 setzt einen neuen Standard in der Bildschärfe extraoraler Aufnahmen. Die einfache Bedienung, ein konsequent durchdachter Workflow, ein innovatives 8"- Glas-Touch-Display und das Ambient Light sind nur einige seiner Stärken.

221241



Panoramaröntgengerät 2D

Hersteller-

Listenpreis 33.990,90

221242



Panoramaröntgengerät Ceph

Hersteller-

Listenpreis 53.990,90

Aktionspreis ab

27.490,-



PSPIX 2. Generation

Kompaktes Design: der kleinste Speicherfolienscanner auf dem Markt für Ihren persönlichen Komfort.

- Single- oder Multi-User (bis zu 10 Workstations), mit Mac- und Windows-Betriebssystemen kompatibel.
- Intuitive Bedienung dank exklusivem „Klicken & Scannen“-Konzept.
- Konform mit der aktuellen Röntgenverordnung.

204233



Speicherfolienscanner inklusive
4 Speicherfolien (Größe 1, Größe 2),
200 Biss-Schutzhüllen mit Einweg-
Hygieneschutzhüllen (Größe 1, Größe 2),
Speicherfolien-Vorratsbehälter,
Touchscreen Stift, SoproWipes
Reinigungstuch, Netzteil, Netzwerkkabel,
AIS 3.0 Software für Windows und Mac.

Hersteller-

Listenpreis

8.543,-

Aktionspreis

6.190,-

 **acteon**



Aktionspreis

999,-



Mini L.E.D. SuperCharged

LED-Lampe komplett mit Ladestation, integriertem Radiometer, Blendschutz und Netzteil. Ladezustandsanzeige LED rot oder grün. Für eine sichere Polymerisation der meisten Komposite mit einer Dicke von 2 mm in 3 Sekunden.

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

92627



Tischgerät

Hersteller-

Listenpreis

1.475,-

Acteon

altmann dental
GmbH & Co. KG
Fachhandel · Einrichtungsplanung · Service

DENSION
Dental GmbH & Co. KG

dental 2000
Full-Service-Center

dental **EGGERT**

funck
DENTAL-MEDIZIN GMBH HEIDELBERG

futura·dent
Fachhandel · Beratung · Service

GARLICH & PARTNER
Oldenburger Dental - Depot seit 1927
Tel.: 0441 - 955 95 0 · Fax: 0441 - 955 95 99

KERN

C. Klöss Dental
Einrichtung · Material · Planung · Service
... sympathisch, anders ...

MULTIDENT
HÖCHST PERSÖNLICH.

PAVEAS
Erfahrung macht den Unterschied.

rheinland dental
FULL-SERVICE-CENTER

VAN DER VEN

WOLF+HANSEN
Dental-Depot

Kontaktadressen für Ihre Bestellung finden Sie unter www.dental-union.de im Bereich „Vertriebsstruktur“.



www.dental-union.de

Lisa Remote Plus 17 ioDent®

Wasserdampfsterilisator Typ B mit ioDent®-Anbindung für eine vernetzte und intelligente Wiederaufbereitung.

212396
Wasserdampfsterilisator
Hersteller-
Listenpreis 10.123,-

21457
Multidem C27
Hersteller-
Listenpreis 487,-

AKTIONSPAKET

1 x Lisa Remote Plus 17 ioDent®
1 x Multidem C27
Hersteller-Listenpreis 10.610,-



Assistina TWIN

Die Assistina TWIN ist das erste automatische Ölpflegegerät, dessen Pflegeprozess nur 10 Sekunden pro Instrument in Anspruch nimmt.

- Geringe Wartezeiten durch Zwei-Kammernsystem.
- Assistina TWIN Care Set ausreichend zur Aufbereitung von bis zu 2.800 Instrumenten.

216631
Assistina TWIN inklusive
TWIN Care Set

Hersteller-
Listenpreis 3.331,-

neu:
Im Lieferumfang
jetzt enthalten
je 1x Quick RM und
ISO Adapter

Aktionspreis
2.390,-



Paketpreis
7.090,-

CanalPro Jeni



Digitales Assistenz-System zur sicheren und effizienten automatisierten Wurzelkanalaufbereitung.

- Integrierter Apexlokator zur Längenmessung ohne Unterbrechung.
- Jeni-Move für eine sichere und effiziente automatisierte Wurzelkanalaufbereitung.
- Einzigartige Software zur Steuerung der Feilenbewegung.
- Automatisierte Spülpfehlung für eine erfolgreiche Behandlung.
- Perfekt auf die HyFlex und MicroMega NiTi-Feilensysteme abgestimmt und flexibler Einsatz dank der Doctor's-Choice-Funktion.

207818
Endomotor Set mit Winkelstück Basisgerät mit Touchscreen, Winkelstück mit integrierter Apexmessung/voll isoliert, Netzteil mit Euro-Primärstecker, Apexlocatorkabel-Set, Kabelloser Bluetooth Funkfußschalter, Haltebügel für Apexlocatorkabel, Motor mit Apex-Messkontakt

Hersteller-
Listenpreis 3.618,50



Aktionspreis
2.850,-

Thermodesinfektor PG 8581

Unterbau/Standgerät mit Deckel, weiß, Leistung: z. B. 44 Übertragungsinstrumente oder Absauger in Kombination mit Modul A 315 sowie weiteres Spülgut.

- Hohe Kapazität und Flexibilität dank 2 Spülebenen.
- Mehr Hygiene und Sicherheit durch innovatives Spülsystem und hochentwickelter Sensorik.
- Trocknungsfunktion EcoDry.
- Zwei integrierte Dosierpumpen zur Dosierung von Prozesschemikalien.
- Inklusive Ethernet-/WLAN Modul zur Vernetzung mit digitalen Produkten, **Neu: Ab jetzt Miele MOVE ready!** (Optional Data Diary zur App-basierten Prozessdokumentation erhältlich).
- Außenmaße (B x H x T) 600 x 835 (820) x 600 mm.

123554
Desinfektor inklusive
Kommunikationsmodul XKM
3200 LMD

Hersteller-
Listenpreis 8.290,-

Ein Versprechen,
das bleibt.
**125 Jahre
Qualität.**
Mitfeiern und
Jubiläumsvorteile
sichern.*

Miele



Aktionspreis
7.190,-



* Feiern Sie mit und sichern Sie sich 125 Wochen Miele Garantie und 1 Jahr Miele MOVE Starter Doc inkl. Prozessdokumentation ohne Berechnung beim Kauf eines Aktionsgerätes. Zu den Jubiläumsvorteilen: miele.de/pro/125-dent.



Careclave 618

Die Revolution der Instrumenten-Aufbereitung: Reinigung, Desinfektion, Pflege und Sterilisation in nur einem Gerät

- Reinigung, Desinfektion, Pflege und Sterilisation in nur einem Gerät
- Aufbereitung und ggfs. Pflege von bis zu 8 Übertragungsinstrumenten, ZEG-Spitzen und Prophylaxe-Handstücken (jetzt auch von EMS AIR-FLOW Prophylaxis Master) in den Careboxen
- Dokumentierte Spannzangenpflege mit ADDcare direkt am Gerät
- Sterilisation von bis zu 11 kg in Rekordzeit
- Extragroßes Smart-Touch Display mit integrierter Freigabesoftware
- Dokumentation per USB-Stick und Netzwerk
- Die weltweit einzigartige 4-in-1 Lösung spart somit erheblich Zeit, Geld und Platz im Aufbereitungsraum.

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

210561

Instrumenten Aufbereitung inklusive USB-Stick, Hitzeschutzhandschuh und seitlicher Gerätehalterung für Carebox

Hersteller-Listenpreis 15.174,-

AKTIONSPAKET

- 1x Careclave 618
- 1x Carebox blue
- 1x Halterung universal (kurz)
- 6 x Tablett für Halterung Universal (kurz)
- 2 x Tablett für 40-B+ schmal
- 1x MELAcontrol Standard Set
- 1x MELAdem 53
- 8x Adapter nach Wahl

Hersteller-Listenpreis 20.382,-

Paketpreis
13.690,-



MELAG
competence in hygiene

Vacuclave 318

Der MELAG Preis-Leistungs-Sieger: Mehr Leistungsstärke, herausragende Trocknungsergebnisse und lückenlose Rückverfolgbarkeit – Die neuen Prime Line Autoklaven überzeugen auf ganzer Linie:

- Einzigartige MELAG Qualität – made in Germany
- Heavy Duty Programm für bis zu 7 kg Beladung
- DRYtelligence für optimale Ergebnisse und bis zu 80% kürzere Trocknungszeiten
- Smart-Touch-Display mit LED-Statusanzeige
- Chargenfreigabe und Benutzerauthentifizierung direkt am Display
- Datenprotokollierung über USB oder Netzwerk
- Stand-alone Konzept mit integrierten Wassertanks und hocheffizienter Luftkühlung
- EasyCare Routinekonzept und Power Save Energiesparmodus für anwender- und umweltfreundliche Sterilisationsprozesse

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

217862

Vacuclave 318 inkl. USB-Stick

Hersteller-Listenpreis 7.109,-

AKTIONSPAKET

- 1x Vacuclave 318
- 1x Halterung A Plus kurz
- 5x Tablett f.30-B/31-B/40-B/41-B,29-S/29V-S/Typ 28-30
- 1x MELAcontrol Standard Set

Hersteller-Listenpreis 7.921,-

Paketpreis
6.490,-



MELaseal® 300

Maximale Effizienz auf kleinstem Raum: Das kompakteste Durchlaufsiegelgerät seiner Klasse verpackt besonders viele Instrumente in kürzester Zeit - und das ohne Pausen! Dabei überzeugt das neue MELaseal® 300 mit smarten Produkt-Highlights: Denn ein intuitives Smart-Touch-Bedienkonzept, ein intelligenter Einrichtungsassistent für die Selbstaufstellung, integrierte USB- und Netzwerkschnittstellen, eine Reminder-Funktion für die Routine-Prüfungen sowie ein Energiesparmodus machen den Siegelvorgang magisch einfach und zeitsparend.

221003

Durchlaufsiegelgerät inklusive USB-Stick

Hersteller-Listenpreis 2.490,-

Aktionspreis
2.090,-

MELatherm® 10 Evolution

Die neue Evolution-Serie überzeugt durch maximale Leistung und Komfort:

- Großes Smart-Touch Display mit hilfreichen Video-Tutorials.
- AquaBoost Technologie für 44 % bessere Reinigung und bis zu 23 Übertragungsinstrumente.
- Aktive Trocknung zum Schutz vor Korrosion und Beschädigung der Instrumente.
- ProControl zur Chargen-Freigabe am Gerät.
- Dokumentation per CF-Card und Netzwerk.
- Aufnahme der Prozessmedien und des Dosiermoduls im Gerät.
- Remote Monitoring mit der kostenlosen MELAconnect App.

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

203727

Thermodesinfektor DTA 400 V inklusive CF-Card, Metherm

Hersteller-Listenpreis 11.999,-

AKTIONSPAKET

- 1 x MELatherm® 10 Evolution DTA Thermodesinfektor
- 1 x Metherm® C Starterset

Hersteller-Listenpreis 12.188,-

AKTIONSPAKET

Zubehörpaket light

- 1 x Basiskorb mit Injektorschiene und Cleanfinity Filter
- 1 x Kartenlesegerät für MELAflash CF-Card
- 1 x Flexkorb 2
- 1 x MELAstore-Tray 100 275x176x32mm
- 1 x Einsatzgestell für Gelenkinstrumente und Abdrucklöffel
- 1 x Kleinteile-Behälter
- 1 x Instrumentenkorb für stehende Instrumente
- 1 x Einsatzgestell Universal Flex 2

Hersteller-Listenpreis 2.477,-

Paketpreis
10.590,-

Paketpreis
2.059,-

Starlight pro

Starlight pro ist ein schnurloses LED-Lichthärtegerät für die Polymerisation von lichthärtenden Dentalmaterialien wie Adhäsiven und Füllungsmaterialien. Das leichte und ergonomische Design in Stiftform gewährleistet eine mühelose Handhabung auch für kleine Hände. Darüber hinaus ermöglicht der erweiterte Winkel des um 360° drehbaren Lichtleiters einen besseren Zugang zum Molarenbereich.

216646



LED Lampe inklusive Handstück, wiederaufladbarem Li-Ionen-Akku, 8 mm Lichtleiter 45°, Blendschutz, Ladegerät, Netzkabel

Hersteller-
 Listenpreis 609,-

Aktionspreis
489,-




KULZER
 MITSUI CHEMICALS GROUP



Dynamix® speed 2

schnell, präzise, effizient. Wenn es darum geht mit hoher Geschwindigkeit, komfortabel, zeitsparend und präzise Abformmaterialien anzumischen, dann fällt die Entscheidung leicht: Dynamix® speed 2. Auf Knopfdruck und in Höchstgeschwindigkeit gewährleistet unser Anmischgerät eine homogene, blasenfreie Mischqualität.

212259


Mischgerät

Hersteller-
 Listenpreis 1.500,-

NOCH MEHR
 SPAREN ??
 ABER
 HALLO!

RÜCKGABE-AKTION

Bei gleichzeitiger Rückgabe eines Altgeräts erhalten Sie eine Gutschrift in Höhe von

200€



Aktionspreis
1.199,-



Palamat® Premium

Kompaktes Druckpolymerisationsgerät im neuen Design moderner Bedienoberfläche mit großem LCD Farbdisplay und interaktiven Tasten für optimale Funktionsübersicht. Bekannte Programme voreingestellt 45°C/55°C/90°C. 3 individuell gestaltete Programme speicherbar. Die große Kesselöffnung bietet Platz selbst für große Artikulatoren.

204039


Hersteller-
 Listenpreis 2.831,-

Druckpolymerisationsgerät 230/240 V


Aktionspreis
2.139,90

ULTRADENT
 PRODUCTS, INC.

VALO™ GRAND

Vereinigt alle Vorteile der VALO™ Polymerisationsleuchten mit einer 50 % größeren Linse (12 mm Durchmesser). Zweite Bedientaste an der Geräte-Unterseite für intuitives, bequemes Handling.

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

132710


VALO™ Grand Cordless LED-Polymerisationsleuchte Cordless Black, 4 aufladbare Batterien, 1 Batterieladegerät, 1 Netzgerät für das Ladegerät, 1 Light Shield, 1 Handstückhalter, 15 Hygieneschutzhüllen

Hersteller-
 Listenpreis 1.559,-

Aktionspreis
1.279,-

NOCH MEHR
 SPAREN ??
 ABER
 HALLO!

ABER-HALLO RÜCKGABE-AKTION

Bei gleichzeitiger Rückgabe eines Altgeräts erhalten Sie eine Gutschrift in Höhe von

200€



VALO™ X

- Hochwertiges Aluminium aus der Luft- und Raumfahrt.
- 12,5 mm Linse, guter Zugang zu allen Zähnen.
- Aktivierung per Tastendruck oder durch Handbewegung. Kabelgebundene oder -lose Verwendung.

216535


Kit VALO™ X LED-Polymerisationsleuchte inklusive 2 wiederaufladbare Batterien, Ladegerät, Netzteil (für Batterieladung oder Kabeladapter), 5 Linsen, Kabeladapter, Handstückhalter, Lichtschild, 15 Schutzhüllen

Hersteller-
 Listenpreis 1.949,-

NOCH MEHR
 SPAREN ??
 ABER
 HALLO!

ABER-HALLO RÜCKGABE-AKTION

Bei gleichzeitiger Rückgabe eines Altgeräts erhalten Sie eine Gutschrift in Höhe von

200€

SmartLite® Pro

SmartLite® Pro - Leistung in ihrer schönsten Form: Die einzigartige modulare Polymerisationslampe kombiniert eine unübertroffene Durchhärtequalität mit innovativer Funktionalität und hochmodernem Design!

- Polymerisationsaufsatz: Lichthärtung von Adhäsiven, Kompositen und Befestigungszementen.
- Transilluminationsaufsatz: Diagnostisches Hilfsmittel zur Erkennung approximaler Karies und frakturierter Zähne sowie zur Ausleuchtung endodontischer Zugangskavitäten.
- Zweiter Akku - Wechsel mit einem Klick für ständige Verfügbarkeit.



203581
■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■

Einführungspackung SmartLite® Pro
1 x Handstück,
1 x Cure Tip,
1 x Illumination Tip,
2 x Akkus,
1 x Ladestation,
3 x Lichtschuttschild,
1 x Netzteil mit USB-Ladekabel,
100 x Schutzhüllen,
1 x Aushärtungsübersicht

Hersteller-
Listenpreis 1.622,27

NOCH MEHR
SPAREN ??
ABER
HALLO!

ABER-HALLO
RÜCKGABE-AKTION*

Bei gleichzeitiger Rückgabe eines
Altgeräts erhalten
Sie eine Gutschrift
in Höhe von

150€

*Rückgabe-Aktion gültig bis 31.08.24.

Aktionspreis
1.480,-

218210
■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■

SmartLite® Pro Endo-Resto Kit
1 x SmartLite Pro Handstück,
1 x SmartLite Pro Cure Tip,
1 x SmartLite Pro Transillumination Tip,
2 x SmartLite Pro Akkus,
1 x SmartLite Pro Ladestation,
1 x EndoActivator Aufsatz,
1 x Technikkarte,
100 x SmartLite Pro EndoActivator Schutzhüllen,
75 x SmartLite Pro EndoActivator Tips
(Small, Medium, Long)

Hersteller-
Listenpreis 1.822,50

NOCH MEHR
SPAREN ??
ABER
HALLO!

ABER-HALLO
RÜCKGABE-AKTION*

Bei gleichzeitiger Rückgabe eines
Altgeräts erhalten
Sie eine Gutschrift
in Höhe von

150€

*Rückgabe-Aktion gültig bis 31.08.24.

Aktionspreis
1.690,-

Gegenüber
einem Kauf
der Einzelkomponenten
ist im Endo Resto Kit der
EndoActivator Aufsatz
preislich um
50% reduziert.

Ideale
Ergänzung zu
SmartLite® Pro

SmartLite® Pro EndoActivator™

Das modulare System SmartLite® Pro unterstützt eine Vielzahl von klinischen Verfahren. Mit dem EndoActivator™ Aufsatz erweitern wir das Einsatzspektrum der SmartLite® Pro. Aktivierung der Spüllösung für effiziente Keimreduktion im Wurzelkanal während endodontischer Behandlungen.

217794
■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■

Nachfüllpackung Aufsatz, 1 Gebrauchsanweisung,
1 Technikkarte, 100 Schutzhüllen, 75 Tips (25 x small,
25 x medium, 25 x medium long)

Hersteller-
Listenpreis 449,-

Aktionspreis
409,-

X-Smart® Pro+

Entwickelt, um die Performance der Dentsply Sirona und VDW Feilensysteme zu optimieren!

Der leistungsstarke tragbare Endo-Motor X-Smart Pro+ mit integriertem Apex Locator optimiert die Performance der endodontischen reziproken sowie rotierenden Feilensysteme von Dentsply Sirona und VDW, einschließlich ProTaper Ultimate, WaveOne Gold, TruNatomy sowie VDW.ROTATE und der Reciproc Familie.

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

218397



X-Smart® Pro+ Endo-Motor mit neuer patentierter sensorloser Motorsteuerung, integriertem Apex Locator, Mini-Winkelstück mit integrierter LED, 360° einstellbare Position, Edelstahl Handstück-hülse, magnetischer Handstück Halter, Zubehör Box (Ladegerät mit Universal-Netzadapter), Lippen Clip, Feilen Clip, Y-Verbindungskabel

Hersteller-

Listenpreis 2.842,-

220834



X-Smart® Pro+ WaveOne Gold Treatment Solution Kit inkl. 1 x AH Plus Jet Starter Kit

Hersteller-

Listenpreis 2.900,-

neu



Aktionspreis ab
2.595,-

Auch für
ProTaper Ultimate
und TruNatomy
erhältlich

Dentsply
Sirona


VDW
MAILLEFER

Gutta-Smart™

Gutta-Smart™ ist ein kabelloses Obturationssystem für die warme vertikale Obturation.

Das System enthält je ein Handstück für Down-pack (Pack) und Backfill (Flow) Techniken zur Obturation des Wurzelkanalsystems. Es bietet eine komplette Lösung für die warme vertikale Obturation. Die kabellosen Handstücke sind mit leistungsstarken Akkus ausgerüstet, deren Ladung für einen Tag ausreichen.

204909



Obturationssystem Kit

- 1 x Flow-Handstück,
- 1 x Pack-Handstück,
- 1 x Basisstation,
- 1 x Gutta-Smart™ Conform Fit™ Guttapercha Kartuschen 20G (1 Blister mit 10 Kartuschen),
- 1 x Gutta-Smart™ Conform Fit™ Guttapercha Kartuschen 23G (1 Blister mit 10 Kartuschen),
- 3 x elektrische Hitzepluggen (klein, mittel, groß),
- 1 x Gutta-Smart™ Flow-Heizelement,
- 1 x Kanülenbiegewerkzeug, 1 x Netzwerkadapter,
- 4 x Steckeradapter (Typ A/C/G/I), 2 x Verschlusskappe (je 1 x für Pack- und Flow-Handstück)

Hersteller-

Listenpreis 2.395,40



Aktionspreis
2.195,-



Aktionspreis
445,-

Thermaprep

Ofen zur Erwärmung von Obturatoren für eine einfache, sichere und zeitsparende 3-D-Obturation mit fließfähiger warmer Guttapercha.

216800



Ofen 230 V

Hersteller-

Listenpreis 485,76

3M™ CapMix™

3M™ CapMix™ Universalmischgerät ist ein praktischer Kapselhalter, der sich für alle Kapselprodukte von 3M™ eignet.

23848


Anmischgerät

Hersteller-
 Listenpreis 674,16

Aktionspreis
449,90



Aktionspreis
895,90



3M™ Pentamix™ 3

Auf Knopfdruck liefert das automatische Mischgerät 3M™ Pentamix™ 3 eine völlig homogene und blasenfreie Mischung für absolut akkurate Abformungen und perfekt sitzende Restaurationen, jederzeit.

89278

 Mischgerät 230 V


Hersteller-
 Listenpreis 1.344,61

 solventum
 3M Health Care ist jetzt Solventum.




3M™ Elipar™ Deep Cure S / L

Die beiden Elipar™ LED-Polymerisationslampen von 3M™ vereinen hohe Leistung, Zuverlässigkeit, Design und einfache intuitive Bedienung auf einzigartige Weise.

118542

 Cure-S aus Edelstahl


Hersteller-
 Listenpreis 1.643,04

118543

 Cure-L aus Kunststoff

Hersteller-
 Listenpreis 860,64

3M™ Pentamix™ Lite

Mischgerät zum automatischen Anmischen und Dosieren von allen Penta™ Abformmaterialien von 3M™. Auf Knopfdruck liefert Ihnen dieses äußerst einfach zu bedienende, leichte (nur 6,7 kg) und robuste 3M™ Pentamix™ Lite automatische Mischgerät eine völlig homogene und blasenfreie Mischung für akkurate Abformungen. Bitte beachten: bei Pentamix™ Lite handelt es sich um ein geschlossenes System, d. h. es können nur 3M™ Penta™ Abformmaterialien verarbeitet werden und keine Schlauchbeutelmaterialien anderer Hersteller.

112103

 Mischgerät inklusive
 leere Kartusche,
 Gebrauchsanweisung

Hersteller-
 Listenpreis 724,30

Aktionspreis ab
573,90



3M™ RotoMix™ Rotationsmischgerät für Kapseln

Das 3M™ RotoMix™ Rotationsmischgerät bringt durch Rotationsmischprinzip eine komplett homogene Mischung aus.

- Praktisch blasenfreie und leichte Ausbringung des Materials durch Zentrifugenbewegung.
- Frei programmierbare Mischzeit und direkt anwählbare Festzeiten (8 und 10 Sek.).

84787

 Mischgerät 230 V

Hersteller-
 Listenpreis 1.054,07



Aktionspreis
482,90

Aktionspreis
702,90