



Digitale  
Abformung

Hohe Leistung

Effiziente  
Zusammenarbeit

Workflows

Service &  
Support

Zusammenfassung



## Primescan Connect™ Einfach scannen. Nahtlos zusammenarbeiten.

Unser schneller und präziser  
Intraoralscanner Primescan –  
jetzt als Laptop-Variante

Mehr erfahren >





# Digitale Abformung: schnell, präzise und komfortabel

Ein einfacher Scan genügt.

Primescan™ ist ein Intraoralscanner, mit dem Sie hochpräzise digitale Abdrücke des Kiefers ohne Verwendung eines konventionellen Abdruckmaterials erstellen können.

Hervorragende Ergebnisse für Sie, hervorragende Ergebnisse für Ihre Patienten.

Die digitale Abformung verändert den Alltag Ihrer Praxis:

- Sie hilft bei der Optimierung von Diagnostik und Behandlungsplanung.
- Sie unterstützt das finanzielle Wachstum.
- Sie ermöglicht die Bereitstellung einer qualitativ hochwertigen Patientenversorgung.

Primescan unterstützt Sie dabei, den Patientenkomfort und die Passgenauigkeit zu erhöhen.

**80%**

der Patienten sind davon überzeugt, exzellente zahnärztliche Versorgung zu erhalten, wenn Sie sich für digitale Technologien wie einen Intraoralscanner entscheiden.<sup>1</sup>

1. US-Patientenbefragung, Mai 2020, N = 254 erwachsene US-Zahnpatienten.






Primescan Connect bietet ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis.

Die Genauigkeit von Primescan wurde in mehreren Studien belegt. Weitere Einzelheiten dazu finden Sie in der [Dentsply Sirona Studienübersicht](#).

# Für einen einfachen Einstieg: Primescan Connect


Alle Vorteile von Primescan sind jetzt in einer besonders anwenderfreundlichen Lösung verfügbar, die Ihnen den einfachen Einstieg in die digitale Zahnmedizin ermöglicht. Entdecken Sie **Primescan Connect**, einen schnellen und präzisen Intraoralscanner, den Sie als Laptop-Variante erhalten. Ein Laptop ist im Lieferumfang enthalten, sodass Sie sofort mit dem Scannen beginnen können.

**Alles, was Sie für Ihren Einstieg in die digitale Zahnmedizin benötigen.**



### Geschwindigkeit<sup>1</sup>

Vollkieferscans in weniger als 1 Minute.



### Genauigkeit

Scannen Sie jeden Fall präzise, unabhängig vom Material oder dem Schwierigkeitsgrad der Bereichserfassung.




### Benutzerfreundlichkeit

Einfacher Scanvorgang, sodass Sie Aufgaben an Ihr Praxisteam delegieren und sich auf das konzentrieren können, was zählt: die Behandlung Ihrer Patienten.



### Konnektivität

Powered by DS Core™, damit Sie interorale Scans und Patientenakten teilen und nahtlos mit Laborpartnern und Kollegen zusammenarbeiten können.



### Flexibilität

Benötigt nur wenig Platz und lässt sich leicht in jeden Arbeitsablauf und in jede Praxisumgebung integrieren.

1. Ab Connect-SW 5.2. Interne Daten liegen vor.



# Moderne Technologie für hochpräzise Scans


Mit Primescan Connect können Sie einen Vollkieferscan in weniger als 1 Minute durchführen – und erhöhen so den Patientenkomfort.

- Zukunftssichere, patentierte Technologie.
- Einfaches Scannen von tiefen Kavitäten und steilen Winkeln.
- Einfaches Scannen von großen, zahnlosen Bereichen und des Gaumens.
- Reibungsloses Scannen reflektierender Materialien wie Metallkronen: keine Einschränkungen bei der Fallauswahl.
- Durchdachtes Hygienekonzept sowie umfassende Reinigungs- und Desinfektionsmöglichkeiten, welche die empfohlenen Mindesthygienerichtlinien übertreffen.
- Vollständig geschlossenes Scanfenster, um das Eindringen von Flüssigkeit während des Scanvorgangs zu verhindern.

Entwickelt für hervorragende Leistung



Klicken Sie auf die Gerätefunktion, um mehr zu erfahren



Mit drei verschiedenen Hülsen können Sie den Scanner einfach in Ihr Hygienekonzept integrieren



Edelstahlhülle mit Einwegfenster, zum Autoklavieren geeignet.



Einweghülle für sehr hohe Hygieneanforderungen, eliminiert das Risiko einer Kreuzkontamination.



Edelstahlhülle mit Saphirglas-Sichtfenster, Heißluftsterilisation und High-Level-Desinfektion (HLD) möglich.



# Moderne Technologie für hochpräzise Scans


Mit Primescan Connect können Sie einen Vollkieferscan in weniger als 1 Minute durchführen – und erhöhen so den Patientenkomfort.

- Zukunftssichere, patentierte Technologie.
- Einfaches Scannen von tiefen Kavitäten und steilen Winkeln.
- Einfaches Scannen von großen, zahnlosen Bereichen und des Gaumens.
- Reibungsloses Scannen reflektierender Materialien wie Metallkronen: keine Einschränkungen bei der Fallauswahl.
- Durchdachtes Hygienekonzept sowie umfassende Reinigungs- und Desinfektionsmöglichkeiten, welche die empfohlenen Mindesthygienerichtlinien übertreffen.
- Vollständig geschlossenes Scanfenster, um das Eindringen von Flüssigkeit während des Scanvorgangs zu verhindern.

Entwickelt für hervorragende Leistung

## Schnelleres und reibungsloseres Scannen

Der innovative **Smart-Pixel-Sensor** verarbeitet mehr als 50.000 Bilder pro Sekunde und erzeugt fotorealistische Bilder und hochpräzise Daten. Durch das Scannen mit dieser unglaublichen Datendichte liefert Primescan Connect vollständige 3D-Strukturen von allem, was sich in seinem Erfassungsfeld befindet – vom ersten Scan an.



Mit drei verschiedenen Hülsen können Sie den Scanner einfach in Ihr Hygienekonzept integrieren



Edelstahlhülse mit Einwegfenster, zum Autoklavieren geeignet.



Einweghülse für sehr hohe Hygieneanforderungen, eliminiert das Risiko einer Kreuzkontamination.



Edelstahlhülse mit Saphirglas-Sichtfenster, Heißluftsterilisation und High-Level-Desinfektion (HLD) möglich.



# Moderne Technologie für hochpräzise Scans


Mit Primescan Connect können Sie einen Vollkieferscan in weniger als 1 Minute durchführen – und erhöhen so den Patientenkomfort.

- Zukunftssichere, patentierte Technologie.
- Einfaches Scannen von tiefen Kavitäten und steilen Winkeln.
- Einfaches Scannen von großen, zahnlosen Bereichen und des Gaumens.
- Reibungsloses Scannen reflektierender Materialien wie Metallkronen: keine Einschränkungen bei der Fallauswahl.
- Durchdachtes Hygienekonzept sowie umfassende Reinigungs- und Desinfektionsmöglichkeiten, welche die empfohlenen Mindesthygienerichtlinien übertreffen.
- Vollständig geschlossenes Scanfenster, um das Eindringen von Flüssigkeit während des Scanvorgangs zu verhindern.

Entwickelt für hervorragende Leistung

## Schnellere Berechnung und weniger Unterbrechungen

Die **intelligente Datenverarbeitung** gewährleistet eine flüssige Interaktion mit der Software, indem genau die Daten übermittelt werden, die zur Weiterverarbeitung benötigt werden. Das Ergebnis: schnellere Berechnung und weniger Unterbrechungen während des Scans.




Mit drei verschiedenen Hülsen können Sie den Scanner einfach in Ihr Hygienekonzept integrieren



Edelstahlhülse mit Einwegfenster, zum Autoklavieren geeignet.



Einweghülse für sehr hohe Hygieneanforderungen, eliminiert das Risiko einer Kreuzkontamination.



Edelstahlhülse mit Saphirglas-Sichtfenster, Heißluftsterilisation und High-Level-Desinfektion (HLD) möglich.



# Moderne Technologie für hochpräzise Scans


Mit Primescan Connect können Sie einen Vollkieferscan in weniger als 1 Minute durchführen – und erhöhen so den Patientenkomfort.

- Zukunftssichere, patentierte Technologie.
- Einfaches Scannen von tiefen Kavitäten und steilen Winkeln.
- Einfaches Scannen von großen, zahnlosen Bereichen und des Gaumens.
- Reibungsloses Scannen reflektierender Materialien wie Metallkronen: keine Einschränkungen bei der Fallauswahl.
- Durchdachtes Hygienekonzept sowie umfassende Reinigungs- und Desinfektionsmöglichkeiten, welche die empfohlenen Mindesthygienerichtlinien übertreffen.
- Vollständig geschlossenes Scanfenster, um das Eindringen von Flüssigkeit während des Scanvorgangs zu verhindern.

Entwickelt für hervorragende Leistung



Klicken Sie auf die Gerätefunktion, um mehr zu erfahren



## Sie bekommen genau das, was Sie benötigen

Das **große Sichtfeld** von Primescan Connect erfasst alle im Sichtfeld liegenden Bereiche. Die dynamische Tiefenscantechnologie ermöglicht sehr hohe Schärfe und Präzision, selbst bei einer Messtiefe bis zu 20 mm – ein absoluter Vorteil für tiefergelegene Indikationen. Die automatische Artefaktenverwerfung schneidet beim Scannen automatisch überflüssige Daten wie etwa eine Wange, Zunge oder einen Finger in Echtzeit heraus.

Mit drei verschiedenen Hülsen können Sie den Scanner einfach in Ihr Hygienekonzept integrieren



Edelstahlhülse mit Einwegfenster, zum Autoklavieren geeignet.



Einweghülse für sehr hohe Hygieneanforderungen, eliminiert das Risiko einer Kreuzkontamination.



Edelstahlhülse mit Saphirglas-Sichtfenster, Heißluftsterilisation und High-Level-Desinfektion (HLD) möglich.



# Moderne Technologie für hochpräzise Scans


Mit Primescan Connect können Sie einen Vollkieferscan in weniger als 1 Minute durchführen – und erhöhen so den Patientenkomfort.

- Zukunftssichere, patentierte Technologie.
- Einfaches Scannen von tiefen Kavitäten und steilen Winkeln.
- Einfaches Scannen von großen, zahnlosen Bereichen und des Gaumens.
- Reibungsloses Scannen reflektierender Materialien wie Metallkronen: keine Einschränkungen bei der Fallauswahl.
- Durchdachtes Hygienekonzept sowie umfassende Reinigungs- und Desinfektionsmöglichkeiten, welche die empfohlenen Mindesthygienerichtlinien übertreffen.
- Vollständig geschlossenes Scanfenster, um das Eindringen von Flüssigkeit während des Scanvorgangs zu verhindern.

Entwickelt für hervorragende Leistung




Klicken Sie auf die Gerätefunktion, um mehr zu erfahren



## Dynamische Linse

Unterstützt Sie dabei, schwer zugängliche Bereiche vollständig zu erfassen.

Mit drei verschiedenen Hülsen können Sie den Scanner einfach in Ihr Hygienekonzept integrieren



Edelstahlhülse mit Einwegfenster, zum Autoklavieren geeignet.



Einweghülse für sehr hohe Hygieneanforderungen, eliminiert das Risiko einer Kreuzkontamination.



Edelstahlhülse mit Saphirglas-Sichtfenster, Heißluftsterilisation und High-Level-Desinfektion (HLD) möglich.





# Moderne Technologie für hochpräzise Scans


Mit Primescan Connect können Sie einen Vollkieferscan in weniger als 1 Minute durchführen – und erhöhen so den Patientenkomfort.

- Zukunftssichere, patentierte Technologie.
- Einfaches Scannen von tiefen Kavitäten und steilen Winkeln.
- Einfaches Scannen von großen, zahnlosen Bereichen und des Gaumens.
- Reibungsloses Scannen reflektierender Materialien wie Metallkronen: keine Einschränkungen bei der Fallauswahl.
- Durchdachtes Hygienekonzept sowie umfassende Reinigungs- und Desinfektionsmöglichkeiten, welche die empfohlenen Mindesthygienerichtlinien übertreffen.
- Vollständig geschlossenes Scanfenster, um das Eindringen von Flüssigkeit während des Scanvorgangs zu verhindern.

Entwickelt für hervorragende Leistung



Klicken Sie auf die Gerätefunktion, um mehr zu erfahren



## Bewegungssensor

Der Scanner wird automatisch eingeschaltet, wenn er aus seiner Halterung genommen wird. Nach der automatischen Aktivierung kann in weniger als 1 Sekunde mit dem Scannen begonnen werden.

Mit drei verschiedenen Hülsen können Sie den Scanner einfach in Ihr Hygienekonzept integrieren



Edelstahlhülse mit Einwegfenster, zum Autoklavieren geeignet.



Einweghülse für sehr hohe Hygieneanforderungen, eliminiert das Risiko einer Kreuzkontamination.



Edelstahlhülse mit Saphirglas-Sichtfenster, Heißluftsterilisation und High-Level-Desinfektion (HLD) möglich.



# Moderne Technologie für hochpräzise Scans


Mit Primescan Connect können Sie einen Vollkieferscan in weniger als 1 Minute durchführen – und erhöhen so den Patientenkomfort.

- Zukunftssichere, patentierte Technologie.
- Einfaches Scannen von tiefen Kavitäten und steilen Winkeln.
- Einfaches Scannen von großen, zahnlosen Bereichen und des Gaumens.
- Reibungsloses Scannen reflektierender Materialien wie Metallkronen: keine Einschränkungen bei der Fallauswahl.
- Durchdachtes Hygienekonzept sowie umfassende Reinigungs- und Desinfektionsmöglichkeiten, welche die empfohlenen Mindesthygienerichtlinien übertreffen.
- Vollständig geschlossenes Scanfenster, um das Eindringen von Flüssigkeit während des Scanvorgangs zu verhindern.

Entwickelt für hervorragende Leistung



Klicken Sie auf die Gerätefunktion, um mehr zu erfahren



## Beginnen Sie sofort mit dem Scannen

Primescan Connect ermöglicht durch seine **Selbsterwärmung kontinuierliches und beschlagfreies Scannen**. Sie sind jederzeit zum Scannen bereit.


Mit drei verschiedenen Hülsen können Sie den Scanner einfach in Ihr Hygienekonzept integrieren



Edelstahlhülse mit Einwegfenster, zum Autoklavieren geeignet.



Einweghülse für sehr hohe Hygieneanforderungen, eliminiert das Risiko einer Kreuzkontamination.



Edelstahlhülse mit Saphirglas-Sichtfenster, Heißluftsterilisation und High-Level-Desinfektion (HLD) möglich.



# Sorgen Sie für ein hervorragendes Behandlungserlebnis

# Was sagen Zahnärzte und Patienten?

„Meine Fallakzeptanz ist enorm gestiegen, und Bedenken bei Patienten sind kein Thema mehr. Die Patienten können sehen, was ich sehe. Wenn ich ihnen zeige, wo der Riss ist, wo die fehlende Füllung ist, baut das unser Vertrauensverhältnis deutlich einfacher und besser auf.“

**Dr. Isaa Bina, USA**

„Mein Leben hat sich verändert, als ich zu Dr. Bina gegangen bin, denn meine Bedenken haben sich in Zuversicht verwandelt – und ich bin jetzt offen für jeden Eingriff.“

**Patient**

## Vorteile für Ihre Patienten



**Verbessern Sie die Patientenzufriedenheit**  
Bieten Sie Ihren Patienten eine schnelle und angenehme Behandlung.



**Klären Sie Ihre Patienten einfacher auf**  
Teilen Sie die gewonnenen Informationen direkt mit Ihren Patienten, um ihnen die Entscheidung über die Behandlungsmöglichkeiten zu erleichtern.

## Vorteile für Sie und Ihre Praxis



**Steigern Sie die Fallakzeptanz**  
Sorgen Sie für ein angenehmeres Patientenerlebnis, um die Behandlungsakzeptanz und damit die Rentabilität zu erhöhen.



**Verbessern Sie Ihr Praxisimage**  
Bleiben Sie wettbewerbsfähig, indem Sie sich mit Ihrer Praxis von anderen differenzieren.





Digitale  
Abformung

Hohe Leistung

Effiziente  
Zusammenarbeit

Workflows

Service &  
Support

Zusammenfassung



## Effizienter arbeiten mit DS Core<sup>1</sup>

**DS Core:** Holen Sie mit der Cloud-basierten Lösung von Dentsply Sirona das Beste aus Primescan Connect heraus

DS Core ist eine digitale Cloud-Speicher- und Sharing-Lösung für Patientendaten. Um Ihre Workflows effizienter zu gestalten, stellt sie Ihnen eine umfassende Ablage für Patientendaten zur Verfügung, in der intraorale Scans und andere fallbezogene Daten gespeichert und einfach abgerufen werden können.

- Umfassende Patienten-Mediathek für nahtlose Workflows und eine effiziente Behandlungsplanung.
- Bis zu 15 TB Cloud-Speicher und unbegrenzter Datenaustausch mit Laborpartnern und Kollegen.
- Unterstützt die DSGVO-/HIPAA-konforme Zusammenarbeit und den Schutz der Patientendaten.
- Zugriff über Webbrowser sowohl innerhalb der Zahnarztpraxis als auch aus der Ferne.
- Keine Notwendigkeit für Softwarelizenzen und Wartung. Nutzen Sie ein Abonnement für alle Computer in der Praxis, zu Hause oder anderswo.

Mehr erfahren >

1. DS Core ist keine Software für medizinische Geräte. Sie ist nicht dazu bestimmt, Krankheiten oder Gesundheitszustände zu diagnostizieren, zu behandeln, zu heilen oder zu verhindern. Verwendung nur zu Informations-, Aufklärungs- oder Austauschzwecken. DS Core Create ist nur mit einem aktiven DS Core Konto verfügbar. DS Core und DS Core Services unterliegen der Verfügbarkeit und den Konditionen im jeweiligen Land. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren DS Vertriebspartner vor Ort.



# Zusammenarbeit mit Ihrem Labor mit Connect Case Center

Mit Connect Case Center, unserem Portal für die effiziente Zusammenarbeit, funktioniert die Datenübertragung zu Ihrem Labor einfach und nahtlos. Primescan Connect ist ein Scansystem, das mit offenen Daten arbeitet. Das bedeutet, dass Sie Daten an jedes Labor Ihrer Wahl senden können. Das Labor erhält dann alle Informationen im benötigten Format.

## Senden Sie Daten mit nur einem Klick an Ihr Labor

- Mit Connect Case Center können Sie innerhalb von Sekunden digitale Abdrücke an Labore übertragen – HIPPA- und DSGVO-konform.
- Bietet validierte Konnektivität mit jeder gängigen Laborsoftware (inLab, 3Shape, exocad usw.), sodass Sie und Ihr Labor weiterhin in den gewohnten Workflows arbeiten können.
- Überprüfen und besprechen Sie Ihre Fälle digital – noch während des Beratungsgesprächs.
- Senden Sie zusätzliche Daten wie Patientenbilder und Screenshots.
- Eine Connect Case Center-Inbox-Lizenz ist für Ihr Dentallabor kostenlos enthalten, damit dieses problemlos mit der Verarbeitung der Scandaten beginnen kann.
- Zugriff auf validierte Workflows von Dentsply Sirona
  - SureSmile® Aligner.
  - Workflows für die digitale Implantologie über Simplant® und Atlantis®.

99%

LABOR-AKZEPTANZRATE von Dentsply Sirona-Scandaten.<sup>1</sup>

1. Interne unveröffentlichte Daten.


# Dateien speichern und teilen leicht gemacht

## Ihre Praxis

Connect Case Center

Digitale Abformung  
Primescan Connect

Eine Patienten-Mediathek  
Benutzerkonto  
der Praxis



DS CORE

Automatisches Hochladen & Speichern

Labor-Bestellung

Kooperationen

## Laborpartner



Connect Case Center  
(Inbox-Web-Applikation)

Zugriff mit jeder  
Laborsoftware möglich

inLab®

3shape

exocad

## Laborpartner & Kollegen

DS CORE


Kostenfreies Benutzerkonto



Dateien betrachten & hinzufügen



Dateien kommentieren




Dateien herunterladen



# Erweitern Sie Ihre Workflows

Von einfachen Behandlungen bis hin zu anspruchsvolleren Fällen: Primescan Connect unterstützt Sie bei der Durchführung aller Eingriffe. Sie lässt sich in Ihre bestehenden Arbeitsabläufe integrieren – und gleichzeitig können Sie bei Bedarf Ihre Workflows erweitern, um ein noch attraktiveres Patientenerlebnis zu bieten.

**Erfahren Sie mehr über jeden Workflow, indem Sie unten auf das entsprechende Symbol klicken.**



\* Festsitzende Implantatversorgungen für den unbezahnten Kiefer, basierend auf Scandaten mit den Atlantis IO-FLO S-Scanbodies.



Digitale  
Abformung

Hohe Leistung

Effiziente  
Zusammenarbeit

Workflows


Service &  
Support

Zusammenfassung



## DS Core™ Care: Führen Sie Ihre Praxis mit hoher Effizienz

Mit dem umfassenden Geräteservice und -support DS Core Care können Sie wertvolle Zeit sparen, damit Sie sich voll auf die Behandlung Ihrer Patienten konzentrieren können. Sie müssen sich keine Gedanken mehr über den Service machen und können Ihre Praxis effizient führen: DS Core Care schützt Sie im Falle unerwarteter Ereignisse oder bei Unfallschäden durch ein Express-Austauschprogramm.




### Customer Support Portal

24/7-Online-Produkt- und Workflow-Informationen für unmittelbare Selbsthilfe.




### Hotline-Support

Technischer Telefon-Support durch qualifizierte Service-Experten.




### Fast Service Clarification

Teilen der Geräteinformationen und des technischen Status mit dem Servicetechniker für Remote-Support.




### Ersatzteile

3-Jahres-Garantie auf Originalersatzteile vom Hersteller.



### Austausch

Express-Austauschprogramm für Primescan Connect.



### Absicherung von Unfallschäden

Umfassende Absicherung von Scannerschäden bei unerwarteten Ereignissen oder auch Unfallschäden.

Durch Lenovo Premier-Service abgedeckter Laptop. Bitte wenden Sie sich an Ihren Dentsply Sirona-Ansprechpartner, um Informationen zur Verfügbarkeit von DS Core Care in Ihrem Land zu erhalten.



# Steigen Sie jetzt ein in die digitale Zahnmedizin

Mit Primescan Connect treten Sie in eine digitale Welt voller neuer Möglichkeiten ein. Sie verbindet Sie mit Laboren und Partnern, macht Ihre bestehenden Workflows effizienter und ermöglicht Ihnen, einfach neue Behandlungen zu integrieren. Sie können Ihre Praxis reibungsloser führen und Ihr Behandlungsspektrum schnell und sicher erweitern.

**Sorgen Sie für ein hervorragendes Behandlungserlebnis,**  
mit der hochpräzisen interoralen Scantechnologie von Primescan Connect.

**Arbeiten Sie nahtlos mit Laborpartnern und Kollegen zusammen,**  
mit DS Core, der innovativen Lösung zur Cloud-Speicherung und zum Teilen von Falldaten.

**Bestellen Sie mit nur einem Klick beim Labor Ihrer Wahl,**  
mit Connect Case Center. Primescan Connect arbeitet mit offenen Daten, die mit jeder Laborsoftware auf dem Markt verwendet werden können.

**Wachsen Sie mit Primescan Connect. Integrieren Sie sie in Ihre bestehende Verfahren und erweitern Sie damit Ihre Praxis um neue, digitale Workflows.**

Mehr erfahren >



**Primescan Connect unterstützt Sie dabei, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren: die Behandlung Ihrer Patienten.**





Digitale  
Abformung

Hohe Leistung

Effiziente  
Zusammenarbeit

Workflows

Service &  
Support

Zusammenfassung

## Dentsply Sirona

### Deutschland / Österreich

SIRONA Dental Systems GmbH  
Fabrikstraße 31, 64625 Bensheim, Deutschland  
contact@dentsplysirona.com

### Schweiz

Dentsply Sirona (Schweiz) AG  
Täfernweg 1, 5405 Baden-Dättwil, Schweiz  
info.ch@dentsplysirona.com

Besuchen Sie uns auf:

 [dentsplysirona.com](https://www.dentsplysirona.com)

 [facebook.com/dentsplysirona](https://www.facebook.com/dentsplysirona)

 [dentsplysirona.de](https://www.instagram.com/dentsplysirona.de)

© Dentsply Sirona Inc 2022. Alle Rechte vorbehalten.

Technische Änderungen und Irrtümer im Text vorbehalten, Bestell-Nr. A91100-M43-C311, 09/2022. Gedruckt in Deutschland, Dispo-Nr. 04605, WS 0322.V0  
Es werden eingetragene Warenzeichen, Handelsnamen und Logos verwendet. Auch wenn diese an den jeweiligen Stellen nicht als solche gekennzeichnet sind, gelten die entsprechenden gesetzlichen Bestimmungen. Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle vergleichenden Aussagen in diesem Dokument auf einen Vergleich von Dentsply Sirona-Produkten untereinander.

THE DENTAL  
SOLUTIONS  
COMPANY™

 **Dentsply  
Sirona**